


Fr.o.m. serienummer: WBK 295716 L

Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning	Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning
1	1	9300-3	Bromshjul, komplett	14	1	9328-29	Skallås med skruvar
2		9300-24	-Bromshjulsupphängning, komplett	15	1	9328-62	Lodarmsstopp
3	1	9328-85	Bromsrem, komplett	16	1	9338-19	Tryckstag
4	1	9328-94	-Krok för kalibreringsvikt	17	1	9328-92	Adapter
5	2	9300-99	Pendelstopp, plast	18	1	9310-55	Motor
6	1	9328-33	Adapter M20/M16	19	1	9328-96	Motorfäste
7	1	9328-91	Krokstyrning	20	1	9328-1	Ram
8	1	9311-66-1	Pendel, komplett		1	9000-211	Kalibreringsvikt, 4 kg
9	1	9338-43	-Remlossare				
10	1	9328-93	-Fäste för pot.justering				
11	1	9311-67-1	-Potentiometer med kabel G3				
12	1	9328-803	-Skalplåt, kompl. med kp-skala				
13	1	9000-105	-Vred M5x10				



9311-9312	Nätkabel till nätadapter, EU
9311-9313	Nätkabel till nätadapter, UK
9311-9314	Nätkabel till nätadapter, US
9311-9315	Nätkabel till nätadapter, AUS

Fr.o.m. serienummer: WBK 295716 L

Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning	Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning
1	1	9328-39	Ramkåpa, vänster	25	1	9309-3	Skarvlist
2	1	9328-4	Aluminiumprofil	26	4	9300-12	Skruv M8x16
3	1	9328-38	Ramkåpa, höger	27	1	9328-5	Stödrör, främre
4	9	5675-9	Skruv M5x6.5	28	4	5845	Låsmutter M8
5	21	5673-9	Skruv M5x12	29	4	9328-26	Stödfot
6	1	4994-5	Sadel	30	1	9328-131	Sadelrörsbussning
7	1	5605-1	Skruv M8x46	31	1	9311-162	Display 928 E
8	1	5864	Bricka	1	1	9311-160-1	-Batterilucka, silver
9	1	5775	Mutter	32	1	9000-105	Vred M5x10
10	1	9328-135	Sadelstolpe	33	1	9328-196	Multikabel 1850 mm
11	1	9328-132	Låsratt	34	1	9328-188	Ström kabel 2200 mm
12	1	9328-37	Transporthjul (par)	1	1	9328-78	Styre, kompl. med handtag, klove och låsvred
13	1	9328-6	Stödrör, bakre	35	1	9328-9	-Styre
14	4	9328-51	Ändavslutning för stödrör	36	1	9328-72	-Handtag, blå (par)
15	2	8523-115	Skruv M8x1x20	37	1	5864	-Bricka
16	2	8523-2	Dammkapsel	38	1	9127-37	-Distans
17	1	9300-207	Fotrem (par)	39	1	9100-280	-Låsvred
18	1	9300-220	Pedal (par)	40	1	9328-2	-Klove, komplett
19	1	9300-430	Vevsats, komplett	41	4	9337-38	-Skruv M8x16
20	1	9371-16	-Magnet			9311-9311-1	Nätadapter
21	1	9326-55	Kedja, 98 L inkl. lås	1	1	9311-75	Pulsbälte, Garmin ANT+
22	1	8966-175	Kassettvevlager	1	1	9338-36	USB-kabel 3 m
23	1	8966-176	Adapter till Shimano-vevlager				
24	1	9311-161	Sensor med kabel 150 mm				