




Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning	Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning
1	1	9374-9	Belastningsram	25	4	9102-30	Vikt 0,1 kg
2	1	5844	Låsmutter M8	26	1	9102-27	Vikt 0,5 kg
3	1	9394-10	Elektroniksats	27	3	9102-26	Vikt 1,0 kg
4	4	72658	Skruv M3x8	28	1	5842-9	Mutter M5
5	4	9394-432	Distansmutter	29	1	5862	Bricka 6x19x1
6	1	9394-431	Täckplåt elektronik	30	1	9384-33	Magnetarm
7	1	5842-9	Låsmutter M5	31	2	5673-9	Skruv M5x12
8	2	9384-36	Fjäder	32	1	9384-37	Fäste
9	1	5767-9	Mutter M5	33	1	9384-34	Magnetplatta
10	1	9384-35	Stoppskruv M5x30	34	1	14303	Skruv M5x13
11	2	9127-37	Distanshylsa 8.5x12, L 13	35	1	9384-32	Elektromagnet
12	2	19088-6	Kullager 608-2z	36	1	9384-31	Magnetfäste
13	2	9374-37	Magnet	37	3	5673-9	Skruv M5x12
14	2	5862	Bricka 6x19x1	38	1	5670	Skruv M4x10
15	1	9324-70	Låsbricka med bricka 5878	39	1	9324-25	Viktkorg
16	3	14323	Skruv M6x16	40	1	9374-23	Sensorfäste
17	2	14379	Skruv M6x16	41	1	5843-9	Låsmutter M6
18	1	9374-21	Lägesstopp	42	1	14380	Skruv M6x12
19	1	14374	Skruv M8x160	43	1	9326-169	Sensor med kabel 620 mm
20	4	9103-41	Skruv 4x9.5	44	2	9103-41	Skruv 4x9.5
21	2	9326-270	Sensor med kabel 390 mm	45	4	5675-9	Skruv M5x6.5
22	2	9374-22	Sensorfäste	46	1	9374-240	Kontaktfäste med kablar
23	1	9374-12	Dämpare	47	1	5842-9	Mutter M5
24	1	9324-26	Upphångningsrem		1	9384-650	Nätadapter 500 mA



Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning	Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning
1	1	5683	Skruv M5x75	24	1	9374-9	Belastningsram
2	10	9306-12	Plastplugg	25	2	9302-28	Ändavslutning
3	2	5673-9	Skruv M5x12	26	4	5843-9	Låsmutter M6
4	1	5681	Skruv M5x40	27	1	9374-29	Vikthållare
5	1	9391-62	Ramkåpa, höger	28	1	9374-60	Fästplåt för belastningsram
6	3	5671-19	Skruv M5x20	29	1	9374-20	Spänncentrum, komplett
7	2	9300-12	Skruv M8x16	30	1	9391-61	Ramkåpa, vänster
8	1	9326-162	Sensor med 100 mm kabel	31	1	9384-45	Linstyrning
9	1	9326-166	Sensorfäste	32	1	9391-141	Instrumentkåpa
10	1	9145-71	Vevhandtag, par	33	2	5675-9	Skruv M5x6.5
11	2	9371-71	Handskydd	34	6	9374-16	Magnet
12	1	9300-460	Vevsats, komplett	35	1	9391-3	Bromshjul med frikrans
13	1	9326-164	Magnet	36	1	9000-12	-Kedjesträckare, par
14	1	9391-55	Ändavslutning	37	1	9300-12	-Distanshylsa 23 mm
15	1	8966-175	Kassettvevlager, komplett	38	1	9000-15	-Spårring SgH 028
16	4	5673-9	Skruv M5x12	39	2	19001-6	-Kullager 6001-2z
17	1	9391-70	Digitalmätare	40	1	9106-14	-Anslutning
18	1	9391-26	Mätarfäste	41	1	9106-13	-Frikrans 14 t
19	1	9326-263	Kabel	42	1	9000-17	-Distanshylsa 5 mm
20	2	8523-115	Skruv M8x1x20	43	1	9300-18	-Navaxel 132 mm
21	1	9391-43	Länkkled, komplett	44	1	9384-47	Bromslina
22	2	8523-2	Dammkapsel	45	1	9300-5	Kedja 116 länk, inkl lås
23	1	14374	Skruv M8x160	1	1	9339-98	Pulsbälte



Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning	Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning
1	1	9391-83	Bordsstativ, höj- och sänkbart, komplett	3	2	9000-29	Transporthjul, komplett
2	1	9391-95	Överdel, stativ		1	9391-8-10	Skruvpåse